



凝固線溶マーカーコントロール




クオリジェネシス® LQ

- 凝固線溶マーカー (FDP、Dダイマー、AT) での液状試薬
- 使い勝手の良い点眼瓶を採用
- 開封後1か月安定

測定までのイメージ



開封後のデータ安定性 (社内データ)



製品概要

商品コード	製品番号	製品名	適応試薬 (体外診断用医薬品)	包装
760204	RM600-20	クオリジェネシス LQ	フィブリン・フィブリノーゲン分解産物キット エルピア FDP-P フィブリン分解産物キット LPIAジェネシス Dダイマー フィブリン分解産物キット エルピアエースD-DダイマーⅡ アンチトロンピンⅢキット クロモレイトATⅢ(C)Ⅱ	1.5 mL×2濃度×3

適応機種の詳細はお問い合わせください。
 適応試薬の使用上の注意については添付文書をご参照ください。

